


JCC

使用說明

INSTRUCTIONS

注意： 1.開口扳手配合防松螺母，內六角扳手配合螺絲使用；
2.墊片放在螺母一側，螺絲一側無需墊片。



第一步

連接u管和脚管：請使用2個短螺絲、2個防松螺母、2個墊片，短螺絲從下往上穿，注意脚管上脚套的方向。



第二步

連接腳踏車（含脚套）：請使用2個短螺絲、2個防松螺母、2個墊片，短螺絲從下往上穿。



第三步

拿出大三角旋鈕，擰上大三角旋鈕，在運作的時候即可調節下肢訓練阻力。